



МАССАЖЕР ДЛЯ СПИНЫ
POWER BACK
Руководство по эксплуатации

POWER BACK
BACK MASSAGER
User Manual

Массажер для спины Power Back


Массажер Power Back – признанное решение для снятия усталости и напряжения мышц после тяжелого дня. Массажер разработан для глубокого расслабляющего массажа мышц спины, плеч и поясницы. Аппарат отлично подойдет автомобилистам для восстановления мышечного тонуса и снятия напряжения после долгой дороги.

Для Вашего удобства Вы можете управлять движением роликов и регулировать их интенсивность, направление движения. Дополнительно предусмотрена возможность согревающего массажа.

Используя данный Массажер, Вы сможете размять затекшие мышцы, улучшить кровообращение и снизить болевые ощущения.

Обязательно ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации перед началом использования Массажера.

Описание Power Back




1. Панель управления
2. Массажная панель
3. Зарядное устройство

Меры предосторожности

1. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом использования, если Вы:
 - страдаете от разного рода недомоганий и утомлений, а также от физических, умственных или психических нарушений
 - страдаете от сердечно-сосудистых заболеваний или гипертонии/гипотонии
 - страдаете от инфекционных заболеваний
 - страдаете от злокачественной опухоли
 - обладаете диагнозом шизофрении
 - перенесли инсульт
 - имеете открытые раны, порезы, покраснения, инфекции, ожоги и синяки на коже
 - беременны, находитесь в периоде менструации и непрекращающейся лихорадки

Innovative design with four heating massage heads can produce kneading massage effect. It can deeply massage fatigue muscle tissue. Accelerate circulation of blood. Ease the pain, relax mood, and make you more comfortable to fully enjoy the fun of massage.

Product Parts and Accessories



Product Features

- Suitable for whole body massage, especially for the back, calf and the neck.
- With 4 massage heads with clockwise and anti-clockwise rotation kneading mode provides the comfortable massage experience.
- Automatically power off after 15 mins use.
- Wireless style with lithium battery: 2000mAh, power 12W.
- Adjustable massage speed : slow and fast
- Accessories: a charge adaptor

Меры предосторожности

- обладает чувствительной кожей, ангиэктазией или были госпитализированы
- обладает низкой чувствительностью к изменению температур, максимальная температура согревающего режима +45°C
- имеете иные редкие заболевания

Настоятельно **не рекомендуется** пользоваться Массажером лицам:

- находящимся в периоде восстановления после лечения
 - проходившим в прошлом лечение от остеопороза
 - беременным
 - с имплантированным кардиостимулятором
 - страдающим от деформации, болезней и других нарушений работы позвоночника
2. Не используйте Массажер во время вождения автомобиля, сна или алкогольного опьянения.
 3. Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае необходимости обратитесь за помощью в сервисный центр.
 4. Не используйте, не заряжайте, не храните устройство в жаркой или влажной среде, а также под прямыми лучами солнца во избежание поломок и неисправностей.
 5. Не разрешайте детям или людям с ограниченными физическими возможностями использовать устройство без присмотра.
 6. Не оставляйте Массажер под водой или в помещениях, условия в которых способствуют образованию коррозии.
 7. Не пользуйтесь Массажером в местах с повышенной влажностью или рядом с открытой поверхностью воды, во избежание короткого замыкания или поражения электрическим током.
 8. Немедленно прекратите использование устройства в случае обнаружения неисправностей в Массажере или зарядном устройстве.
 9. Не роняйте и не ударяйте устройство.
 10. Не располагайте тяжелые предметы на поверхности Массажера.
 11. Не вставляйте и не садитесь на устройство.
 12. Не пользуйтесь Массажером в процессе подзарядки устройства.
 13. Не пользуйтесь Массажером одновременно с иными гаджетами с функцией нагрева, например, электрическим одеялом.
 14. Массажер не заменяет лечения или рекомендаций врача. В случае возникновения вопросов – проконсультируйтесь с врачом.
 15. Массажер не может быть использован для диагностики, лечения или других коммерческих целей.



Waist



Calf



Neck

Operating Instructions

- Rating massage time: 15mins, automatically power off after 15mins use; Press the On/Off button again if want to continue.

ON/OFF Button

- Press the On/Off button the first time, start massage with heating function.
- Press the On/Off button the second time, reverse rotation.
- Press the On/Off button the third time, turn off the heating function but keep massage.
- Press the On/Off button the fourth time, turn off the device, stop massage.

Strength adjustment Button

- Stay at the strong strength when turn on the massager, press the button can turn to weaker strength.

Charging Instruction

- Lithium battery inside the massager, full charge before first using.
- The indicator on the adaptor will be red when charging, and it will turn to be green when full charged. Unplug the adaptor to use the massager.
- In daily use, please charge it when the massager can't turn on or the massage strength turns weak.

Инструкция по использованию

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



- Проверьте комплектность устройства и компонентов.
- Полностью зарядите Массажер.

Не запускайте устройство, если питание и напряжение питания находятся вне допустимого диапазона или являюся нестабильными

КАК ЗАРЯДИТЬ УСТРОЙСТВО

1. Снимите крышку на задней поверхности Массажера и подсоедините зарядное устройство к Массажеру.
2. Подключите зарядное устройство к розетке.
3. Во время подзарядки светодиодный индикатор будет светиться красным. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор станет зеленым.
4. После полной подзарядки отсоедините Массажер от источника питания.
5. При ежедневном использовании интенсивность работы Массажера может снижаться. В таком случае зарядите Массажер.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Запустите Массажер нажатием на кнопку (power). При включении запускается режим по умолчанию – массаж, дополненный согревающим эффектом.
2. Для изменения направления движения массажных роликов осуществите одно нажатие на кнопку (power), если устройство работает в режиме по умолчанию.
3. Третье нажатие на кнопку power выключит согревающий режим, массажные ролики продолжат работу.
4. Четвертое нажатие на кнопку (если активирован только массажный режим) – выключит массажер.
5. Массажер автоматически приостанавливает работу через 15 минут. Для возобновления работы воспользуйтесь долгим нажатием на кнопку 
6. Вы можете регулировать скорость роликов нажатием на кнопку 

Гарантийные обязательства

- На механические составляющие изделия действует гарантия **12 месяцев со дня покупки**.
- На чехол изделия гарантия **не распространяется**.
- **Гарантия действует в случае**, если неисправность изделия возникла по вине производителя.
- Гарантийный обязательства **не распространяются** при механических повреждениях и при наличии признаков ремонта неуполномоченными лицами.

Caution

1. Unplug the device from the socket while not using.
2. Do not stand on the device.
3. The massager has a hot compressing function, and temperature can reach at about 45 C, users not sensitive to change in temperature should be careful in use.
4. Don't use in the bathroom or high humidity of the place; don't immerse in water or near the water, otherwise it will cause a short circuit or electric shock.
5. Do not use the device on the heating article, such as Electric blanket.
6. Stop using the device while the power cord or other element is damaged.
7. Do not disassemble the device.
8. Do not use the device in sleep and after drunk.
9. Children and the disabled using the device should be under the supervision.

Warning

The following conditions must consult a doctor before use; patients with heart disease, tumor patients, pregnant women and physiological period, spine malformation or abnormal person, have been treated in department of history with osteoporosis, implantation of cardiac pacemaker patients are prohibited the use of massage.

Устранение неисправностей

Ниже приведены случаи, с которыми Вы можете столкнуться при использовании Массажера. В случае, если данные рекомендации не обеспечили должный эффект или неприменимы, обратитесь в сервисный центр.

Вид	Возможная причина	Меры по устранению
Массажер не работает	Проверьте, включено ли устройство	Нажмите кнопку включения/выключения
	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите Массажер
	Время работы по умолчанию вышло (15 мин.)	Перезапустите работу устройства
	Устройство находится под давлением тяжелых объектов	Выключите устройство (в том числе из сети) и уберите тяжелые объекты
Устройство чрезмерно нагревается	Массажер использовался длительный период времени	Не используйте устройство более двух часов подряд

Очистка и уход

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Выключите Массажер и отсоедините зарядное устройство.
- Храните в сухом прохладном месте. Не храните устройство в подвешенном виде.

ОЧИСТКА

- Протирайте Массажер мягкими и сухими тканевыми салфетками. Не используйте воду для чистки устройства.
- Не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, мебельные полироли или их растворы.

Технические характеристики продукта

Наименование — Массажер для спины Power Back

Литиевая батарея — 2000 мА^ч

Габариты — 210x108x78 мм

Напряжение — 5В

Мощность — 12Вт

Troubleshooting and technical performance index

If there is any problem when you use the device, please follow the instructions to check by yourself first. If still can't solve the problem, please cut off the power and contact the local service center for help. Do not disassemble or fix the device by yourselves.

Symptom	Possible Cause	Solution
The product is not working	Please check if you have press the power on switch button	Turn on the power switch
	Check if the battery has been run out	Charging using the original adaptor
	Check if time to the default setting time (15 mins)	Restart the power switch
	Weighing too much on the device	Unplug the device and remove the overload things
Device over heating	Long time use	Stop using the device for 2 hours
Power cord damaged, smoke comes out from the device		Stop using and contact with the local service center

Technical Parameters

Rated voltage: AC 100-240V/DC12.6V

Rated frequency: 50-60Hz

Rated power: 18W

Rated time: 15 minutes

Решения для Вашего отдыха и восстановления



POWER EYES
МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ



POWER NECK
МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ



MUSCLE SHOCK FOOT
EMS-МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ



MUSCLE SHOCK BODY
EMS-МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА



STRESS FREE
МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА



POWER BODY
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА



POWER MOOD
МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ



POWER FOOT
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

Full rest and recovery solutions



POWER EYES
EYE MASSAGER



POWER NECK
NECK MASSAGER



MUSCLE SHOCK FOOT
EMS-FOOT MASSAGER



MUSCLE SHOCK BODY
EMS-BODY MASSAGER



STRESS FREE
FACE MASSAGER



POWER BODY
BODY MASSAGER



POWER MOOD
SCALP MASSAGER



POWER FOOT
FOOT MASSAGER